

Информационное письмо

От: Баранника П.
(pavel.barannik@legrand.ru)

Продукт: Сигнализация для
медицинских учреждений Eliocad™

Дата: 26.06.2009

Кат.№№: см. в таблице

СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА

Уважаемые партнеры!

Информируем Вас о том, что

устройства системы сигнализации для медицинских учреждений Eliocad™ кат. №№ 78271 - Кабель RS-232, 78272 - Распределительный блок розеток, 78291 - Блок централизации, - сняты с производства.

В качестве замены блоку 78272 следует применять **блок из двух розеток** — силовой 2К+3 кат. №77211 (77111) и розетки RJ-45 кат. №78651. Для совместной установки этих розеток используется суппорт кат. №80252 и рамка Mosaic кат. №78814.

Снятое с производства устройство		Замена	
78272	Распределительный блок розеток	77211 (77111)	Розетка 2К+3
		78651	Розетка RJ-45 UTP
		80252	Суппорт 4 модуля
		78814	Рамка Mosaic 4 модуля

Кабель RS-232 кат. №78271 и блок централизации кат. №78291 в системе более не применяются, так как клеммные колодки и разъемы из этих устройств теперь устанавливаются в корпусе главного пульта кат. №78216 и все кабели от периферийного оборудования подключаются к пульту напрямую.

С уважением,

Коммерческий директор
Группы Legrand в России



Баранник П.

Представительство в России:

107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12
Тел.: (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс: (495) 660-75-51, 660-75-61
bureau.moscow@legrand.ru
www.legrand.ru